マイクロ波ドップラー式バイタルセンサー




マイクロ波バイタルセンサーの仕組み

・電波を照射し、ドップラー効果を利用して 動く物体のスピードを検出します

- ▶ マイクロ波を照射し、その反射のスピードを計測 することで、体の微細な動きを検出します。
- ▶ 人体の動きの中から、呼吸と同じ周波数の成分 をフィルターにより検出します。
- 体の動きの中から<u>心拍</u>と同じ周波数の成分を フィルターにより検出します。

心拍・呼吸センサー表示例



バイタルセンサーの応用例



異常検出



家族

WiFi ブルートゥース 各種無線



通報

介護事業所 医療機関 警備会社など

インターネット 電話




- ●睡眠時の異常・離床センサーとして
- ●徘徊など、外出検知
- ●独居老人の安否確認


寝室・ベッドの場合

「寝るだけで心拍・呼吸・体動・離床の状態が分かります」

(天井等に設置)

(マットレスの下に設置)





- ●呼吸異常を検知します。
- ●ベッドのどの位置に就寝しているかを判読します。
- ●ベッドからの転落を防ぐ警報を発信します。

リビングルームの場合




- ●家庭で最も永く過ごす部屋で、寝室を兼ねる場合もあります。
- ●非接触センサーで普段通りの生活を見守ります。
- ●体動、呼吸、心拍を常時計測できます。
- ●遠隔で安否確認ができます。

トイレの場合

トイレは高齢者の事故が高リスク



生体感知



- •体調観察
- •入室時間
- ・ 急な変化

- ●体動、呼吸、心拍を計測できます。
- ●生体感知センサで更に詳細な判定も可能です。
- ●プライバシー保護のため、カメラは使用できません。

浴室の場合

浴室は高齢者の事故が高リスク







- ●人感センサで浴室内の体動・呼吸異常を検知します。
- ●ドアの開閉センサーなどとの組み合わせで異常を検知します。
- ●プライバシー保護のため、カメラは使用できません。

玄関の出入り(他センサーとの組合せ)



- ●玄関ドアの内・外に人感センサを設置ことで、長時間の 外出を判断・認知症老人の外出検出
- ●外来者・不審者の入退チェックが可能です。
- ●携帯用の非常ボタン・居室にヘルパーコールを併用することで緊急時に対応します。

特定小電力 マイクロ波センサーとは

- ▶「移動体検知センサー」は平成13年5月に特定小電力無線局として認められた(電波法第38条の2第項第1号)
- ▶ 使用する上での免許は不要で利用範囲は広く、さまざまな用途に応用可能
- ▶ 国内では10.5GHz帯、24GHz帯のマイクロ波が認められている

マイクロ波センサーの特長

- 微細な動きのあるものを検出する
- 赤外線は光をさえぎると反応しないが、マイクロ波は遮蔽物を透過する
- 汚れの影響がない
- 温度の影響を受けない
- 光、風の影響を受けない

移動体検知センサーの無線設備の技術的条件等

無線局の免許	不要(特定小電力無線局)	
周波数	10.50GHz~10.55GHz	24.05GHz~24.25GHz
電波の形式	規定しない	
空中線電力	10mW以下	
指定周波数带	10.525GHz~10.55GHz	24.05GHz~24.25GHz
占有周波数帯幅の 許容値	40MHz	200MHz
空中線利得	24dBi以下	
	ただし、等価等方輻射電力が絶対利得24dBの空中線に 0.01Wの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、 その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする	
備考	屋内の使用に限る	屋外の使用も可能

^{*} 総務省資料より引用