


高精度バイタル体圧分布モニター

全身体圧分布を計測し、圧力の集中/分散の度合いを示す。
バイタルデータと共に体の横重心移動を観測し、重心軌跡のパターンを可視化する。


検査方法



マット状の圧電センサをベッドの下に敷くだけで身体に触れることなく簡単に測定できます。



解析レポート



全身体圧分布、赤いほど
かかった圧力が大

体の横重心位置

ベッドに居る/居ない の状況

重心位置移動の軌跡。
辺か隅に入ると警報する
(右)


心拍変動の変化範囲。
正常範囲を超えると警報する
(右)

技術に関するお問い合わせ先
株式会社TAOS研究所
TEL 045-620-7647

販売に関するお問い合わせ先
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社
TEL 03-5820-7021

寝姿勢による体圧分布と重心位置例

仰向け



足垂れ端座



頭部座り




うつ伏せ



左サイド側



足部端座



離床

